




Yamato Scientific America

Innovating Science for over 130 years



EL PORTAFOLIO DE YAMATO



HORNOS

Horno de Convección Natural



DX SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DX302C/312C	RT +5~300°C	28L
DX402C/412C		74L
DX602C/612C	RT +5~280°C	153L



DVS SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DVS402C/412C	RT +5~260°C	99L
DVS602C/612C		162L



DR SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DR200	300~700°C	13.75L



DG SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DG400C/410C	RT +5~70°C	92L
DG440C/450C		
DG800C/810C		
DG840C/850C		445L

Horno de Convección Forzada



DKM SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DKM300C/310C	RT +10~260°C	27L
DKM400C/410C		90L
DKM600C/610C		150L



DKN SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DKN302C/312C	RT +10~260°C	27L
DKN402C/412C		90L
DKN602C/612C		150L
DKN812C		300L
DKN912C	RT +10~210°C	535L

HORNOS

Horno de Convección Forzada



DNE SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DNE401/411	RT +20~210°C	90L
DNE601/611		150L
DNE811	RT +15~210°C	300L
DNE911		540L



DNF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DNF301	RT +15~260°C Velocidad del viento 1~10	27L
DNF401/411		90L
DNF601/611		150L
DNF811		300L
DNF911		540L

Horno Finos



DF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DF412	RT +15~260°C	91L
DF612		216L
DF832	RT +15~200°C	512L
DF1032		1000L



DH SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DH412	RT +15~360°C	91L
DH612		216L
DH832	RT +15~300°C	512L
DH1032		1000L

Horno de Vacío



ADP SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
ADP200C/210C	40~240°C	10L
ADP300C/310C		27L



DP SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DP43C	40~200°C	91L
DP63C		216L

HORNOS

Horno de Vacío



DP SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DP83C	40~200°C	512L
DP104C		1000L

Horno Inerte



DN SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DN411IE	RT +15~360°C	95L
DN611IE		223L

Horno Limpio



DE/DT SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DE411	RT +30~260°C	91L
DE611		216L
DT411	RT +30~360°C	91L
DT611		216L



DES/DTS SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
DES830	RT +30~260°C	327L
DTS830	RT +30~360°C	

HORNO DE MUFLA



Horno de mufla con puerto de comunicación

FO SERIE	Rango de Temp.	Capacidad	FO SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
FO100CR/110CR	100~1150°C	1.5L	FO510CR	100~1150°C	11.3L
FO200CR/210CR		3.75L	FO610CR		17.5L
FO300CR/310CR		7.5L	FO710CR		23.6L
FO410CR		9L	FO810CR		30L



FP SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
FP103	100~1150°C	1.5L
FP303/313		7.5L
FP413		11.3L

ESTERILIZADORES

Esterilizador a Vapor



SK SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SK101C/111C	50~126°C	18L



SK SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SK200C/210C	50~126°C	24L
SK300C/310C		30L



SN SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SN300C/310C	45~135°C	32L
SN500C/510C		47L



SQ SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SQ500C/510C	45~135°C	50L
SQ810C		80L



SQL SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SQL810C	45~135°C	85L
SQL1010C		110L

ESTERILIZADORES

Esterilizador con Secador



SM SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SM201/211	Esterilización 105 to 123°C Secado 150 to 180°C	20L
SM301/311	Esterilización 105 to 128°C	32L
SM501/511	Secado 150 to 180°C	47L



SM SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SM520/530	45~60°C (retener la temp.) 45~80°C (temp. de calentamiento) 105~135°C (esterilizar)	50L
SM820/830	60~110°C (licuar) 135~150°C (secar)	80L

Esterilizador en Secado



SI SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SI402	RT + 5~260°C	77L
SI602		159L



SK SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
SK401	RT +5~260°C	99L
SK601		162L
SK801/811	RT +5~210°C	300L

INCUBADORAS

Convección Natural



También disponible con ventana y / o puerto de comunicación

IC SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
IC103C/113C	RT +5~80°C	37L
IC403C/413C		97L
IC603C/613C		159L
IC803C/813C		318L
IC903C/913C		567L

Convección Forzada



IN SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
IN604	-10~+50°C	143L
IN604W		
IN804		286L
IN804W		



Incubadora refrigerante con ventana + agitador compacto MK161

IN SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
IN604WMK-115V	-10~+50°C	143L
IN604WMK-220V		



INE	Rango de Temp.	Capacidad interna
INE800	0~+60°C	286L

EVAPORADORES ROTATORIOS

Basico y Económico



RE SERIE	Baño de Agua/Aceite	Tipo de ascensor
RE201	4L o 7L / 7L	Manual



RE SERIE	Baño de Agua/Aceite	Tipo de ascensor
RE202A/212A	5L	Mecanismo deslizante

EVAPORADORES ROTATORIOS



RE SERIE	Baño de Agua/Aceite	Tipo de ascensor
RE301	4L	Motorizado

Altamente Funcional y Programable



RE SERIE	Baño de Agua/Aceite	Tipo de ascensor
RE601	4L	Motorizado



RE SERIE	Baño de Agua/Aceite	Tipo de ascensor
RE801	4L	Motorizado

BAÑOS

Baño de Agua



BM SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
BM100/110	RT +5~95°C	4L
BM200/210		7L
BM401/410		



BM SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
BM302A/312A	RT +10~90°C	5L

BAÑOS



BM SERIE	Rango de Temp.	Capacidad interna
BM500/510	RT +5~90°C	4L



BS SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BS200	RT + 5°C~Punto de ebullición del agua	4.7L
BS401		9L
BS601		12L
BS660		14L



BK/BA SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BK/BA300	RT +5~80°C	27L
BK/BA400		42L
BK/BA500		70L
BK/BA610		109L
BK/BA710		144L



BH SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BH401	RT +15~100°C	13L
BH501 <i>agua / aceite</i>	RT +15~200°C	



BBL SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BBL101	-10~+80°C	8L
BBL301		13L

BAÑOS

Dispositivo de Inmersión a Temperatura Constante



BF SERIE	Rango de Temp	Agitador
BF201	-20~90°C	Agitador de hélice
BF401		Agitador de chorro de agua
BF501		Agitador de chorro de agua
BF601 <i>agua / aceite</i>	0~200°C	Agitador de hélice



BE SERIE	Rango de Temp	Capacidad de enfriamiento
BE201	-20~+35°C	190W at 0°C
BE201F		
BE301		350W at 0°C

Baño de Aceite



BO SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BO302A/312A	RT +10~180°C	5L



BO SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BO400/410	RT +10~180°C	4L

Baño de Aceite



BO SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BO500 <i>en combinación con el agitador MB800 (compra por separado)</i>	RT +5~199°C	5.2L



BO SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BO601	RT +5~180°C	7L

BAÑO

Baño de Aceite



BOA SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
BOA200	RT +10~200°C	37L
BOA310	RT +10~270°C	

CIRCULADORES DE AGUA FRÍA

Circuladores de Agua Fría (Enfriador)



CF SERIE	Rango de Temp	Capacidad del baño
CF302LA/312LA	-20°C ~ 30°C (sin función de calentamiento)	3.9L (liquid 3.5L)
CF800	--20°C ~ Temp. ambiente.	16L (liquido 14L)

TRAMPAS FRIAS



CA SERIE	Max. baja temperatura	Capacidad interna
CA301	-45°C	4L (liquido 3L)
CA801	-85°C	

LIOFILIZADORES



DC SERIE	Temp. de enfriamiento de la trampa	Cantidad de deshumidificación
DC401	-45°C	0.6L
DC801	-85°C	1.0L

AGITADORES



LM SERIE	Rango de Temp	Rango de velocidad
LM100	5~35°C	50~1000 rpm
LM110		
LM200		
LM210		



LT / LR SERIE	Máx. velocidad	Viscosidad de muestra
LT400	1200 rpm	Baja a alta
LT500	1200 rpm	Mediana a alta
LR500A	340 rpm	Baja a alta
LR500B	1000 rpm	



MK SERIE	Modo de agitación	Velocidad de agitación
MK161	Rotatorio, elíptico, reciproco	20~200 rpm
MK201D	Rotatorio, reciproco	20~200 rpm <i>ajuste aleatorio</i>



MH / MG SERIE	Rango de velocidad	Capacidad de agitación
MH301	400~1500 rpm	100~3000 ml
MH520 (50Hz/60Hz)	150~1150/150~1300 rpm	50~5000 ml
MH800	100~1400 rpm	200~10000 ml
MG600H	300~1500 rpm	100~2000 ml x 6

AGITADORES



AREC SERIE	Velocidad de agitacion	Capacidad de agitacion
F20510011 (115V 60 Hz)	50~1500 rpm	15L de agua
F20500011 (230V 50/60 Hz)		



SA SERIE	Velocidad de agitación horizontal	Velocidad de agitación vertical
SA300	20~300 rpm	20~300 rpm
SA320	20~210 rpm	20~210 rpm
SA400	Ninguna	20~300 rpm

LAVADORAS DE CRISTALERÍA



AW SERIE	Capacidad	Temp de agua de lavado
AW47	Tubo de ensayo 450 pcs. (16.5 ml) Matraz volumetrico 36 pcs. (100 ml)	RT ~ 60°C



AW SERIE	Capacidad	Temp de agua de lavado
AW62	Tubo de ensayo 600 pcs. (16.5 ml) Matraz volumetrico 42 pcs. (100 ml)	45~85°C

SECADORES POR PULVERIZACIONES

Compacto y Económico



ADL311SA	Cantidad de agua evaporada	Rango de temp.
	Máx. 1300 mL/h	40~220°C

Versátil



GB210A	Cantidad de agua evaporada	Rango de temp.
	Máx. 1300 mL/h	40~220°C

Gran Capacidad



DL410	Cantidad de agua evaporada	Rango de temp.
	Máx. 3000 mL/h	40~300°C

Granulador



GB210B	Capacidad de granulación	Rango de temp.
	50 to 300g	40~220°C

Unidad de recuperación de solvente orgánico



GAS410	Flujo del volume de circulación	Capacidad de recuperación de solvente
	0.12~0.65 m³/min	1300 mL/h o mas

Unidad de lavado de solvente orgánico



GWS410	Maximo fluir	Capacidad del tanque
	15L / min	35L

PURIFICADORES DE AGUA

Auto Pure



WA 400/200 SERIE	Agua purificada/tipo	Capacidad de producción
	Agua desionizada /Tipo 1	4.0 L/min



WH SERIES	Agua purificada/tipo	Capacidad de producción
	Agua desionizada / Tipo 2 & 3	1.9 L/min or 4.7 L/min dependiendo del modelo



WA 300 SERIE	Agua purificada/tipo	Capacidad de producción
	Agua desionizada/Tipo 1	2.5 L/min
Disponible en configuración de sobremesa o dispensación remota		



WC SERIE	Agua purificada/tipo	Capacidad de producción
	Agua desionizada/Tipo 1	2.5 L/min
Diseñado con lámpara de oxidación ultravioleta Disponible en configuración de sobremesa o dispensación remota		



WB SERIE	Agua purificada/tipo	Capacidad de producción
	Agua desionizada/Tipo 1	2.0 L/min
Diseñado con módulo de ultrafiltración Disponible en configuración de sobremesa o dispensación remota		



WG SERIE	Agua purificada/tipo	Capacidad de producción
	Agua desionizada/Tipo 1	2.0 L/min
Diseñado con lámpara de oxidación ultravioleta y módulo de ultrafiltración Disponible en configuración de sobremesa o dispensación remota		

PURIFICADORES DE AGUA

Auto Still



WG SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de produccion	Capacidad del tanque
WG251	Agua desionizada/Tipo 1	0.5~1.0 L/min	30L
WG1001	Agua destilada/Tipo 2		100L



WG SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de produccion	Capacidad del tanque
WG204	Agua desionizada/Tipo 1 Agua destilada/Tipo 2	~1.0 L/min	20L



WA SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de produccion	Capacidad del tanque
WA511	Agua desionizada/Tipo 1	~1.4 L/min	100L
WA711/731	Agua destilada/Tipo 4		



WS SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de produccion	Capacidad del tanque
WS201	Agua destilada/Tipo 4	~2.2 L/min	20L
WS221			

Pure Line



WE SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de produccion
WE200	Agua desionizada/Tipo 1	0.5~1.0 L/min



WL SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de produccion	Capacidad del tanque
WL200	Agua desionizada/Tipo 2	~1.0 L/min	-
WL220			-
WL220T			3L

PURIFICADORES DE AGUA

Pure Line



WL SERIE	Agua purificada / Capacidad de producción	No se necesita fuente de alimentación de CA
WL100	Agua desionizada / 2.5 L/min.	

Labo Cube



WL SERIE	Agua purificada / tipo	Capacidad de producción
WL320A	Agua desionizada / Tipo 2	1.0 L/min.
WL320B		

CAMARA DE EQUILIBRIO VENTILADO



VBE SERIE	Características	Superficie de trabajo interna
VBE204/214	* Incluye filtro HEPA / soplador montado en la parte superior y alarma de velocidad frontal	23.5" ancho x 21" largo 597mm x 533mm
VBE306/316		35.5" ancho x 21" largo 901mm x 533mm
VBE408/418	* Construido con plástico acrílico de 3/8	47.5" ancho x 21" largo 1206mm x 533mm
VBE600/610	ópticamente transparente y base fenólica	59.5" ancho x 21" largo 1511mm x 533mm

CAMARAS ANAEROBIAS

Cámara del sistemas de guantero



AC SERIE	Guantes de Hypalon	Volumen aproximado
AC505/515	Un (1) par	17.3 pie cúbico / 489 Lt.
AC706/716	Dos (2) pares	40.9 pie cúbico / 1157 Lt.



AC SERIE	Guantes de Hypalon	Volumen aproximado
AC505A/515A	Un (1) par	17.3 pie cúbico / 489 Lt.
Con un solo toque al boton, "Go Anaerobic" Inicia la secuencia de purificacion		

CAMARAS DE PCR



PCR SERIE	Características	Dimensiones del interior
PR204/214	Sistema de iluminación "Bright Light" (garantía de lámpara de 40,000 horas) U.V. sistema germicida clasificado a 254 nm	23.5" x 17" x 21" / 597 x 432 x 530 mm



PCR SERIE	Características	Dimensiones del interior
PR204H/214H	Tamaño del filtro "Mini HEPA" 4" x 9.5" x 1" de ancho. Sistema de iluminación "Bright Light" (garantía de lámpara de 40,000 horas) U.V. sistema germicida clasificado a 254 nm	23.5" x 17" x 21" / 597 x 432 x 530 mm

LIMPIADOR DE PLASMA

Limpiador en Seco de Plasma



PDC SERIE	Salida de alta frecuencia	Estructura del electrodo
PDC200	300W	Placa plana paralela
PDC210	500W	
PDC510	500W	



PDC SERIE	Salida de alta frecuencia	Estructura del electrodo
PDC610	600W	Placas planas paralelas independientes de 3 etapas

Reactor de Plasma



PR SERIE	Salida de alta frecuencia	Cámara de reacción
PR200	200W	Pyrex glass x 1 cámara
PR300	300W (100W x 3 cámaras)	Pyrex glass x 3 cámaras
PR301	300W	Pyrex glass x 1 cámara



PR SERIE	Salida de alta frecuencia	Cámara de reacción
PR500	Máx. 500W	Cuarzo x 1 cámara
PR510		

CONGELADORES

Congelador de temperatura ultra baja – estilo horizontal

ULF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
ULF001C	-40°C ~ -85°C	2ft³ / 56L
ULF101C		3ft³ / 83L
ULF201C		5ft³ / 142L
ULF301C		9ft³ / 255L
ULF401C		12ft³ / 340L
ULF501C		14ft³ / 400L
ULF601C		17ft³ / 480L
ULF701C	-40°C ~ -80°C	21ft³ / 594L
ULF801C	-40°C ~ -85°C	22ft³ / 626L
ULF901C	-40°C ~ -80°C	27ft³ / 766L



ULF001C



ULF101C



ULF201C



ULF401C



ULF601C



ULF901C

CONGELADORES

Platinum Congelador de temperatura Ultra baja – estilo horizontal

ULF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
ULF001CP	-40°C ~ -85°C	2ft³ / 56L
ULF101CP		3ft³ / 83L
ULF201CP		5ft³ / 142L
ULF301CP		9ft³ / 255L
ULF401CP		12ft³ / 340L
ULF501CP		14ft³ / 400L
ULF601CP		17ft³ / 480L
ULF701CP	-40°C ~ -80°C	21ft³ / 594L
ULF801CP	-40°C ~ -85°C	22ft³ / 626L
ULF901CP	-40°C ~ -80°C	27ft³ / 766L

Funciones Adicionales de la serie Platinum:

- Pantalla digital
- Alarma alta / baja con notificación por correo electrónico y SMS
- Gráfica de temperatura visible
- Registro de datos descargable a través de USB o FT
- Seguridad multinivel
- Acceso remoto VNC a través de PC / dispositivos inteligentes



ULF001CP



ULF101CP



ULF201CP



ULF401CP



ULF601CP



ULF901CP

CONGELADORES

Congelador de temperatura Ultra baja – estilo vertical

ULF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
ULF401U	-40°C ~ -85°C	13ft³ / 370L
ULF501U		18ft³ / 505L
ULF601U		22ft³ / 626L
ULF701U		25ft³ / 710L
ULF801U	-40°C ~ -80°C	28ft³ / 792L
ULF901U		31ft³ / 877L



ULF401U



ULF501U



ULF701U



ULF901U

CONGELADORES

Platinum Congelador de temperatura Ultra baja – estilo vertical

ULF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
ULF401UP	-40°C ~ -85°C	13ft³ / 370L
ULF501UP		18ft³ / 505L
ULF601UP		22ft³ / 626L
ULF701UP		25ft³ / 710L
ULF801UP	-40°C ~ -80°C	28ft³ / 792L
ULF901UP		31ft³ / 877L

Funciones Adicionales - Platinum Serie:

- Pantalla digital
- Alarma alta / baja con notificación por correo electrónico y SMS
- Gráfica de temperatura visible
- Registro de datos descargable a través de USB o FT
- Seguridad multinivel
- Acceso remoto VNC a través de PC / dispositivos inteligentes



ULF401UP



ULF501UP



ULF701UP



ULF901UP

CONGELADORES

Congelador de temperatura ultra baja – Undercounter

ULF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
ULF001UN	-40°C ~ 85°C	22ft³ / 594L
ULF101UN		22ft³ / 626L
ULF201UN		27ft³ / 766L



ULF001UN



ULF101UN



ULF201UN

CONGELADORES

Congelador de baja temperatura - estilo horizontal

LTF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
LTF001C	0°C ~ -40°C	2ft³ / 56L
LTF101C		3ft³ / 83L
LTF201C		5ft³ / 142L
LTF301C		9ft³ / 255L
LTF401C		12ft³ / 340L
LTF501C		14ft³ / 400L
LTF601C		17ft³ / 480L
LTF801C		22ft³ / 626L
LTF901C		27ft³ / 766L



LTF001C



LTF101C



LTF301C



LTF401C



LTF601C



LTF901C

CONGELADORES

Platinum Congelador de baja temperatura - estilo horizontal

LTF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
LTF101CP	0°C ~ -40°C	3ft³ / 83L
LTF201CP		5ft³ / 142L
LTF301CP		9ft³ / 255L
LTF401CP		12ft³ / 340L
LTF501CP		14ft³ / 400L
LTF601CP		17ft³ / 480L
LTF801CP		22ft³ / 626L
LTF901CP		27ft³ / 766L

Funciones Adicionales de la serie Platinum:

- Pantalla digital
- Alarma alta / baja con notificación por correo electrónico y SMS
- Gráfica de temperatura visible
- Registro de datos descargable a través de USB o FT
- Seguridad multinivel
- Acceso remoto VNC a través de PC / dispositivos inteligentes



LTF101CP



LTF201CP



LTF301CP



LTF401CP



LTF601CP



LTF901CP

CONGELADORES

Congelador de baja temperatura - estilo vertical

Chest Style	Rango de Temp.	Capacidad
LTF401U	0°C ~ -40°C	13 ft³ / 370L
LTF501U		18 ft³ / 505L
LTF601U		22 ft³ / 626L
LTF701U		25 ft³ / 710L
LTF801U		28 ft³ / 792L



LTF401U



LTF501U



LTF701U



LTF801U

CONGELADORES

Platinum Congelador de baja temperatura - estilo vertical

LTF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
LTF401UP	0°C ~ -40°C	13 ft³ / 370L
LTF501UP		18 ft³ / 505L
LTF601UP		22 ft³ / 626L
LTF701UP		25 ft³ / 710L
LTF801UP		28 ft³ / 792L

Funciones Adicionales de la serie Platinum:

- Pantalla digital
- Alarma alta / baja con notificación por correo electrónico y SMS
- Gráfica de temperatura visible
- Registro de datos descargable a través de USB o FT
- Seguridad multinivel
- Acceso remoto VNC a través de PC / dispositivos inteligentes



LTF401UP



LTF501UP



LTF701UP



LTF801UP

CONGELADORES

Congelador de laboratorio con puerta solida

SLF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
SLF701SS	-18°C ~ -25°C	25ft³ / 708L
SLF1301DS		49ft³ / 1387L



SLF701SS



SLF1301DS

Congelador de laboratorio - Undercounter

UCF SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
UCF000	-20°C	1.5ft³ / 42L
UCF001	0°C ~ -20°C	2.5ft³ / 70L
UCF101A	0°C ~ -30°C	4ft³ / 113L
UCF101B	-30°C ~ -40°C	4ft³ / 113L



UCF000

UCF001
UCF101A

UCF101B

REFRIGERADORES

Refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio

SLR SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
SLR301SG	2°C ~ 8°C	12ft³ / 340L
SLR701SG		25ft³ / 708L
SLR801SG		30ft³ / 850L
SLR1301DG		49ft³ / 1387L
SLR301DGSL		49ft³ / 1387L
SLR2001TG		72ft³ / 2039L



SLR301SG



SLR801SG



SLR1301DGSL



SLR2001TG

REFRIGERADORES

Refrigerador de laboratorio con puerta solidas

SLR SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
SLR701SS	2°C ~ 8°C	25ft³ / 708L
SLR801SS		30ft³ / 850L
SLR1301DS		49ft³ / 1387L



SLR701SS



SLR801SS



SLR1301DS

REFRIGERADORES

Refrigerador - Undercounter and Countertop

UCR SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
UCR001	2°C ~ 8°C	2.5ft³ / 70L
UCR001G		2.5ft³ / 70L
UCR101		4ft³ / 113L
UCR101G		4ft³ / 113L



UCR001

UCR101



UCR001G

UCR101G

REFRIGERADOR / CONGELADOR COMBINACIÓN

Combinación de refrigerador / congelador con puerta sólida

RFC SERIE	Rango de Temp.	Capacidad
RFC201	(Refrigerador) 2°C ~ 8°C (Congelador) -10°C to -30°C /	4.6ft³ Refrigerador 4.4ft³ Congelador
RFC301	(Refrigerador) 2°C to 8°C (Congelador) -10°C to -25°C	7ft³ Refrigerador 3ft³ Congelador
RFC501	(Refrigerador) 2°C to 8°C (Congelador) 0°C to -25°C	9.1ft³ Refrigerador 9.1ft³ Congelador
RFC1301	(Refrigerador) 2°C to 8°C (Congelador) 0°C to -25°C	24ft³ Refrigerador 24ft³ Congelador
RFC2001	(Refrigerador) 4°C / 39°F (Congelador) -20°C	46.6ft³ Refrigerador 24ft³ Congelador



RFC201

REFRIGERADOR / CONGELADOR COMBINACIÓN

Combinación de refrigerador / congelador con puerta sólida



RFC301



RFC501



RFC1301



RFC2001

MUEBLES DE LABORATORIO

Campana de Extraccion



MS / MV SERIE	Volumen de aire	Encimera
MS90C	7m³/min	Acero Inoxidable (SUS304)
MV90C		Polietileno duro



LDS SERIE	Tipo: estándar, cortina de aire, de mesa, de techo bajo
120/150/180	Exterior: Acero con revestimiento de polvo resistente a químicos
	Interior: Sin asbesto, tablero decorativo no combustible (placa deflectora)

Mesada Limpia



ADS SERIE	Altura del espacio de trabajo	Volumen de aire	Flujo de aire
ADS101	M: 720mm H: 875mm	~13 (m³/min)	Vertical
ADS131		~17 (m³/min)	
ADS161		~22 (m³/min)	
ADS191		~26 (m³/min)	



AHS SERIE	Altura del espacio de trabajo	Volumen de aire M/H	Flujo de aire
AHS101	M: 720mm H: 875mm	~16/20 m³/min	Horizontal
AHS131		~22/27 m³/min	
AHS161		~27/33 m³/min	
AHS191		~32/39 m³/min	

PRODUCTOS INDUSTRIALES PERSONALIZADOS

Horno de Convection Forzada Combinado



	Rango de temp.	Dimensiones internas
C1-006	RT +10~260°C	W700xD500x500mm (single)
Utilice plataformas para combinar una maquina con varias unidades		

Horno de Secado con Cinta Transportadora



	Rango de temp.	Velocidad de la cinta transportadora
C1-007	RT +20~80°C	0.035 - 0.35 m/min
Velocidad de la cinta transportadora ajustable con la capacidad de establecer multiples procesos de tratamiento		

Autoclave Grande



YYK SERIE	Temp. de presión operacional /presión operativa	Dimensiones internas
YYK500	RT +10~70°C 0.101~0.9MPa	ø500mm x 850Lmm
YYK750		ø750mm x 1100Lmm
YYK800		ø800mm x 1100Lmm
YYK900		ø900mm x1300Lmm

Dimensiones de la cámara personalizada

Gran Horno de Convection Forzada Sin Cita



	Rango de temp.	Dimensiones internas
C4-008	RT +10~100°C	W3500xD3500x3000mm
Puerta de estructura doble, mecanismo antibloqueo		

Cámara de Baja Temperatura



	Rango de temp.	Capacidad interna
YY-711	-20~50°C	800L
El tamaño puede ser especificado de acuerdo a las necesidades		